

Sea-band opaska przeciw mdłościom dla dzieci x 2 szt



Cena: 28,80 PLN

Opis słownikowy

Postać	Opaski
Producent	SALUS INTERN
Promocje	Wybór Farmaceuty
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Skład

Skład włókna

akryl 64,2% , Nylon 24,2% , Elastan 11,6%

Wskazania i działanie

- **Oryginalne opaski akupresurowe SEA-BAND dla dzieci** to wyrób medyczny hamujący objawy choroby lokomocyjnej i mdłości o innym podłożu np. poranne, nudności przy chemioterapii. Działanie opasek oparte jest na akupresurze pkt P6 na nadgarstkach.

Dawkowanie

- Stosowanie opasek nie powoduje senności oraz innych skutków ubocznych. Opaski działają szybko (nawet po 2-5 min). Są estetyczne i wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniają komfort stosowania i możliwość używania przez wiele lat w każdym przypadku pojawienia się uczucia mdłości. Skuteczność potwierdzona kilkudziesięcioma testami klinicznymi. Sprawdzone od 20 lat na rynku angielskim, obecne w 50 krajach na świecie.

Instrukcja użytkowania

- Sea-Band działa poprzez uciskanie punktu akupresurowego (zwanego punktem Nei-Kuan) na obu nadgarstkach. Efekty są odczuwalne już po kilku minutach.
- Opaski Sea-Band hamują objawy choroby lokomocyjnej, nie powodując senności i innych skutków ubocznych. Udowodniono również ich skuteczność w zwalczaniu mdłości spowodowanych przyczynami takimi jak ciąża, znieczulenie ogólne czy chemioterapia.
- Opaski Sea-Band mogą być używane wielokrotnie lub noszone stale, można je prać ręcznie przy użyciu mydła lub innego łagodnego detergentu.
- W razie pojawienia się opuchlizny należy zdjąć opaski.

- Sea-Band mogą być stosowane zarówno przez dorosłych jak i dzieci.

Poprawne zakładanie opaski

- Umieść trzy środkowe palce na wewnętrznej stronie nadgarstka tak, aby krawędź trzeciego palca znajdowała się tuż poniżej pierwszej linii nadgarstka. Punkt Nei-Kuan znajduje się pod pierwszym palcem (wskazującym) pomiędzy dwoma wyczuwalnymi ścięgnami nadgarstka.
- Załóż opaskę tak, aby guzik uciskający skierowany był w kierunku nadgarstka dokładnie w punkcie Nei-Kuan. Powtórz czynność na drugim nadgarstku. Aby zapewnić optymalny efekt, należy zakładać opaski jednocześnie na obu nadgarstkach. Opaski Sea-Band można założyć na nadgarstek przed rozpoczęciem podróży lub w jej trakcie.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Kolor produktu dobierany jest losowo. Przy określonych preferencjach kolorystycznych prosimy o kontakt z obsługą.